

Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



RCMSi, étalonnage à distance

Ensures Correct Operation and Compliance with International Standards



- Réduction des frais & bilan CO₂
- Garantit l'étalonnage complet de l'appareil en application du standard certifié conforme à ISO 17025
- Comparaison des résultats avec le fichier maître UKAS reconnu, ISO 9001 : 2008 Qualified Centre, comparée
- Le certificat d'étalonnage est remis à l'issue du contrôle

Code: RCMSI

Étalonnage et maintenance à distance sur Internet (Remote Calibration & Maintenance Service via internet, **RCMSi**)

Les instruments de mesure colorimétrique ont besoin de contrôles réguliers pour assurer le fonctionnement correct et le respect des normes internationales reconnues.

RCMSi est la procédure qui permet de mesurer un nombre de liquides d'étalonnage soumis à un contrôle sévère avec la fonction d'étalonnage d'un PFXi, dans une **cuve de 50 mm***. Les données sont transmises à un serveur sécurisé via Internet et comparées avec des données maîtres. Si les valeurs sont dans les tolérances, l'utilisateur reçoit un certificat d'étalonnage électronique. Ceci permet à Tintometer Ltd d'assurer qu'un appareil PFXi fonctionne correctement et qu'il est entièrement étalonné en application des normes ISO 17025.

Les utilisateurs peuvent être certains que toutes les valeurs mesurées par le PFXi sont fiables à 100 %. Grâce au système **RCMSi**, il n'est plus nécessaire d'envoyer d'appareil au centre de service - ceci permet d'économiser du temps et de l'argent. Dans

Dans [lavidéo RCMSi](#), vous pouvez voir qu'il est facile à utiliser.

Veuillez-vous enregistrer avant votre premier étalonnage.

Les certificats d'étalonnage sont remis à l'issue de la procédure.

*(Attention : Lors de la réalisation d'un étalonnage RCMSi, vous devez utiliser une **cuve de 50 mm.**)

RCMSi, étalonnage à distance

Les instruments de mesure colorimétrique ont besoin de contrôles réguliers, effectués avec des étalons d'étalonnage pour assurer le fonctionnement correct et le respect des normes internationales reconnues. En effectuant ces contrôles sur place, vous économisez des frais et participez activement au bilan CO₂. Par ailleurs, cela signifie que vous disposez toujours de votre appareil.

Fiche technique

Type de Couleur Transparent

Contenu de livraison

Les composants suivants sont nécessaires à la réalisation de RCMSi

- Un appareil Lovibond® PFXi avec connexion LAN
- Une connexion Internet
- Une adresse e-mail valide et accès aux données d'étalonnage des serveurs & sur le serveur d'étalonnage sécurisé Lovibond® d'Amesbury
- Un pack d'étalonnage valide

Pack de démarrage RCMSi

- 2 x PFXi CalSol A (non haz)
- 2 x PFXi CalSol B (non haz)
- 2 x PFXi CalSol C (non haz)
- 2 x PFXi CalSol D (non haz)
- 2 x PFXi CalSol E (non haz)
- 2 x PFXi CalSol F (non haz)
- 2 x PFXi CalSol G (non haz)
- 1 x fiche technique de sécurité RCMSi

Pack quatre RCMSi

- 2 x PFXi CalSol A (non haz)
- 2 x PFXi CalSol B (non haz)
- 2 x PFXi CalSol C (non haz)
- 2 x PFXi CalSol D (non haz)

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Allemagne

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Royaume-Uni

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Chine

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaisie

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brésil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
États-Unis

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Inde

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espagne