

Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



Calibração remota RCMSi

Ensures Correct Operation and Compliance with International Standards



- Custos reduzidos
- Balanço de CO₂ & Garante que o instrumento está totalmente calibrado de acordo com a norma certificada ISO 17025
- Resultados com o reconhecido arquivo mestre UKAS, ISO 9001 : 2008 Centro Qualificado, comparado
- Certificado de calibração fornecido após a conclusão bem sucedida

Artigo No: RCMSi

Calibração remota e manutenção remota via internet (Remote Calibration & Maintenance Service via internet, RCMSi)

Os colorímetros devem ser verificados regularmente com padrões de calibração para garantir a operação correta e a conformidade com padrões estabelecidos internacionalmente.

RCMSi é o processo pelo qual são medidos vários fluidos de calibração rigorosamente controlados utilizando a função de calibração de um PFXi numa **cubeta de 50 mm***. Os dados são transmitidos via Internet para um servidor seguro e comparados com os dados mestre. Se os dados estiverem dentro do intervalo de tolerância, o certificado de calibração é disponibilizado ao utilizador eletronicamente. Isto permite à The Tintometer Ltd garantir que um instrumento PFXi está a funcionar corretamente e está totalmente calibrado de acordo com as normas certificadas da ISO 17025.

Isso dá aos utilizadores 100% de garantia de que todas as leituras PFXi são confiáveis. Além disso, o **sistema RCMSi** elimina a necessidade de enviar um dispositivo desnecessariamente para um centro de serviço - economizando tempo e dinheiro. Em

No [vídeo do RCMSi](#) pode ver como é fácil de usar.

Por favor registre-se antes de efetuar a sua primeira calibração.

Os certificados de calibração são entregues após o processo.

*(Por favor, note: Ao realizar uma calibração RCMSi, deve ser utilizada uma **cubeta de 50 mm**.)

Calibração remota RCMSi

Os colorímetros precisam de controlos regulares com padrões de calibração para garantir a operação correta e a conformidade com os padrões estabelecidos. Fazendo isso no local economiza custos e protege o equilíbrio de CO₂. Isso também significa que nunca ficará sem o seu dispositivo.

Dados Técnicos

Tipo de Cor Transparent

Texto do Escopo de Entrega

Os seguintes componentes são necessários para executar o RCMSi

- Um dispositivo Lovibond® PFXi com conexão LAN
- Uma ligação à Internet
- Um endereço de e-mail válido e acesso aos dados de calibração dos servidores & no servidor de calibração Lovibond® seguro em Amesbury
- Um pacote de calibração válido

RCMSi starter packer

- 2 x PFXi CalSol A (sem haz)
- 2 x PFXi CalSol B (sem haz)
- 2 x PFXi CalSol C (sem haz)
- 2 x PFXi CalSol D (sem haz)
- 2 x PFXi CalSol E (sem haz)
- 2 x PFXi CalSol F (sem haz)
- 2 x PFXi CalSol G (sem haz)
- 1 x ficha de dados de segurança

RCMSi

Pacote de quatro RCMSi

- 2 x PFXi CalSol A (sem haz)
- 2 x PFXi CalSol B (sem haz)
- 2 x PFXi CalSol C (sem haz)
- 2 x PFXi CalSol D (sem haz)

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Alemanha

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Reino Unido

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malásia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
EUA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Índia

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espanha