

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



EX160 Incubateur de laboratoire, antidéflagrant, capacité 160L

Réfrigérateurs de laboratoire avec intérieur à protection antidéflagrante



- Sécurité EX
- Système de refroidissement dynamique
- 1 °C à 15 °C, en continu
- Affichage numérique de la température (extérieur)

Code: 2422105

Conforme aux normes

Nos réfrigérateurs de laboratoire sont conformes à la directive pour laboratoires de l'information DGUV 213-850 du rapport allemand BG RCI (« Sécurité du travail en laboratoire ») et disposent donc d'une protection antidéflagrante.

Température réglable en continu

Quelle que soit la température nécessaire - nos réfrigérateurs de laboratoire sont réglables en continu de 1 - 15 °C. Un thermostat intérieur et un puissant ventilateur assurent l'uniformité de la distribution de la température. Grâce à l'affichage numérique, vous disposez à tout moment de la température actuelle exacte.

Stable

Nos réfrigérateurs de laboratoire ont un carter en tôle d'acier. Un revêtement pulvérisé supplémentaire assure la résistance aux chocs et aux coups. L'intérieur est en plastique blanc solide, adapté aux diverses sollicitations.

Efficacité énergétique

Isolation renforcée et des composants efficaces : Les réfrigérateurs de laboratoire Lovibond® présentent une excellente efficacité énergétique. Les modèles EX 300 et EX 490 sont équipés d'une fonction d'arrêt de ventilateur : Dès que vous ouvrez la porte, le ventilateur s'arrête.

Ouverture de porte variable

La porte est montée en série sur la droite, mais peut être facilement placée sur la gauche. Par ailleurs, la porte est verrouillable.

Industrie

Autres industries | Industrie agroalimentaire et boissons | Industrie chimique | Industrie maritime | Industrie pharmaceutique | Municipalités | Pétrole et gaz | Secteur énergétique

EX160 Incubateur de laboratoire, antidéflagrant, capacité 160L

Protection antidéflagrante, efficacité énergétique et équipement pratique, voilà trois propriétés attrayantes des réfrigérateurs de laboratoire. Les réfrigérateurs sont verrouillables et réglages en continu sur une plage de température, de 1 - 15 °C.

Fiche technique

Fonctionnement	Commande machine via régulateur rotatif
Alimentation	220 - 240 V / 50 Hz
Capacité utile	160 L
Consommation	environ 0,898 kWh / 24 h
Niveau de puissance sonore	47 dB
Classe climatique	SN, 10 °C a 32 °C
Liquide réfrigérant	R600a
Réfrigération/chauffage	Dynamique
Dégivrage	Évacuation automatique de l'eau condensée dans un récipient collecteur, à l'intérieur
Plage des températures	En continu, 1 °C - 15 °C
Maximum Temperature Fluctuation	7.4 °C
Temperature Gradient	10.2 °C
Capacité de la tablette de support	40 kg
Autres équipements	Porte standard
Conformité	CE
Dimensions	600 x 860 x 600 mm
Dimensions internes	513 x 702 x 441 mm
Poids avec emballage	41 kg

Accessoires

Titre	Code
Bac sécurité et récepteur (PP) pour EX 160	422155
Fond en verre pour EX 160	422165

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Allemagne

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Royaume-Uni

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Chine

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaisie

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brésil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
États-Unis

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Inde

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espagne