

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Incubadora para Dipslide DI10, capacidade para 12 dipslides

Para controlo do crescimento bacteriano



Para poder comparar os resultados dos Dipslides e de outros testes microbiológicos, como o kit de teste para coliformes / E-coli, de semana para semana, o tempo de incubação e a temperatura de incubação devem ser os mesmos de cada vez que o teste é efectuado. Desta forma, garante-se que o crescimento bacteriano é sempre controlado e uniforme. A incubadora DI10 é, portanto, um passo importante e necessário na análise da atividade microbiológica na água. A incubadora Lovibond® DI 10 permite uma incubação fiável no local, no laboratório ou mesmo quando se viaja de carro. Para a incubação de dipslides, recomendamos a aquisição do suporte de dipslides. Este proporciona um suporte seguro para 12 dipslides na DI10 durante o período de incubação.

- Design robusto
- Capacidade para até 12 dipslides ou 10 placas de Petri
- Excelente estabilidade de temperatura
- Operação no carro possível

Artigo No: 56B000701

Indústria

Eletricidade e Energia | Indústria de Alimentos e Bebidas |
Indústria Farmacêutica | Indústria Naval | Indústria Química |
Óleo e Gás | Outras Indústrias

Dados Técnicos

Display	1 x LCD com iluminação de fundo de 16 bits
Fonte de Alimentação	12 V 110 V 240 V
Dimensões	246 x 215 x 162 mm

Texto do Escopo de Entrega

- DI 10
- Fornecimento de energia
- Cabo de alimentação (UK, EU & USA)
- Cabo de isqueiro e 8 adaptadores de ficha
- Instruções de utilização

Acessórios

Título	Artigo No
Cabo de alimentação	136300
Fornecimento de energia, 12 V / 48 W	19803550

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Alemanha

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Reino Unido

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malásia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
EUA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Índia

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espanha